

VEDANTE PARA CARROÇARIA, MASTIQUE PARA CARROÇARIA

Propriedades

Mastique para carroçaria, de cura rápida, permanentemente elástico e à base de borracha, que pode ser aplicado com pincel e com espátula, para aplicações universais em carroçarias e construção automóvel.

- preenche lacunas de vedação de tamanhos diferentes
- estável, sem filamentos - sem pingar
- resistente a vibrações
- sem silicone, não corrosivo
- para restaurar a estrutura original
- pode ser pintado
- resistente a ácidos diluídos e álcalis

Áreas de aplicação

Veda permanentemente soldas, dobras, juntas e sobreposições da carroçaria, por exemplo, bordos, cordões de solda, secções de piso, bagageira, habitáculo, cavas das rodas, painéis laterais, bem como aventais dianteiros e traseiros. Muito boa aderência a metais (chapas de aço em bruto, com primário e pintados, alumínio, aço inoxidável) e vários plásticos (por exemplo, ABS, PRFV, PUR, policarbonato, PVC rígido, entre outros), bem como placas de isolamento de madeira e feltro.

Dados Técnicos

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Base | Borracha sintética |
| Cores | Cinza |
| Cura | 4 |
| Tempo de armazenagem | 24 Meses |
| Resistência À Temperatura | -30 - +80 |
| Prazo de aplicação | 5 |

Instruções de utilização

Temperatura de trabalho: -5° C a +35° C. Limpar e desengordurar as superfícies vedantes em profundidade com PETEC Multi Cleaner (ref.ª 82100 ou 82200). Aplicar uma camada com a espessura pretendida, com um pincel (ref.ª 81130) ou uma espátula, se necessário, ajustar as peças e remover o material em excesso. Só pode ser pintado por cima após a cura total e com produtos adequados. As tintas à base de solventes e outros produtos podem impedir ou perturbar a cura. É necessário realizar testes próprios para determinar a compatibilidade dos materiais. A fim de assegurar a adequação do produto à finalidade desejada, recomendamos sempre realizar testes próprios. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Ficha Técnica

Dimensões da embalagem

| |
|---|
|  |
| Ref.º: 94130 |
| Lata de 1000 ml |