

UPEVNENIE LOŽISKA

Vlastnosti

Na upevnenie, zaistenie a obnovu opotrebovaných alebo vyrazených ložísk, puzdier, hriadeľov, krytov, kolíkových skrutiek, panelov a závitov z kovu.

- rýchle anaeróbne vytvrdenie
- spojenie s vysokou pevnosťou
- zabraňuje korózii komponentov
- vyplňa a premostuje veľké medzery až do 0,30 mm
- odolné voči vibráciám, zaťaženiu, teplu, korózii, palivu, oleju a mnohým ďalším chemikáliám

Oblasti použitia

Ložiská, puzdrá, hriadele, kryty, kolíkové skrutky a drážky.

TechnickéDáta

Farby	Strieborná
VytvrdzovanieHodiny	12
Systém vytvrdzovania	anaeróbne
Funkčná pevnosťHodiny	3 - 6
Manipulačná pevnosť	15-30
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Moment odtrhu	40 – 45 N/m
Pevnosť v šmyku	25 – 30
Premostenie medzery	0,3
Teplotná odolnosť	-55 - +150
Krútiaci moment pre pokračujúce otáčanie	15– 20

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +35 °C. Časti dôkladne očistiť a odmastiť pomocou prípravku PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Naneste požadovanú hrúbku vrstvy na jednu stranu a spojte, príp. zostavte časti (valcové časti miernym otočením). Otočný spoj v prípade potreby dotiahnite predpísaným krútiacim momentom. Anaeróbne vytvrdenie prebieha bez prístupu vzduchu medzi kovovými plochami. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Pri pasívnych povrchoch, veľkých šírkach škár, nízkej teplote okolia a rýchlejšom vytvrdzovaní odporúčame anaeróbny aktivátor PETEC (č. položky 90920). Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia



položka č.: 93150

50 g vytlačacia nádoba