

TEKUTÝ KOV

Vlastnosti

Dvojzložková epoxidová kovová živica na vyplňovanie, tmelenie, lepenie.

- vynikajúca príľnavosť na všetky kovy, ako je železo, oceľ, liatina, hliník atď., ako aj na keramiku, betón, drevo a mnohé plasty.
- rýchle vytvrdenie
- vysoká pevnosť a vynikajúca príľnavosť aj k iným materiálom
- možnosť obrábania, brúsenia a prelakovania mnohými náterovými systémami
- odolný voči vode, slanej vode, chladiacej kvapaline, oleju, ako aj mnohým chemikáliám a v obmedzenej miere voči palivu

Oblasti použitia

Vhodné na opravu železa, ocele, liatiny, keramiky, betónu, dreva a mnohých plastov. Vhodné na vyplňovanie, tmelenie a lepenie prasklín, dier, chybných otvorov, výduchov. Na opravu potrubí, nádrží, závitov, karosérií a častí strojov.

TechnickéDáta

Báza	Epoxidová živica
Farby	Sivá
VytvrdzovanieMinúty	30
Systém vytvrdzovania	2Z
Manipulačná pevnosť	10
Skladovateľnosť	12 Mesiace
Teplotná odolnosť	-30 - +120
Lehota spracovateľnosti	4
Pevnosť v šmyku ťahom	25

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 až +30 °C. Povrch podľ a možnosti obrúsiť, dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Odoberte krytku uzáveru, vytlačte a premiešajte potrebné množstvo lepidla (zabráňte prestávkam dlhším ako štyri minúty) a naneste priamo na miesto, ktoré je potrebné opraviť. Materiály určené na lepenie pritlačte k sebe počas štyroch minút. Po použití dvojitéj striekačky uzavrite uzáverom. Záverečné opracovanie (napr. brúsenie, lakovanie) je možné až po vytvrdnutí lepidla. Laky s obsahom rozpúšťadla alebo iné médiá môžu blokovat alebo narušiť proces vytvrdzovania. Na základe množstva aplikácií, materiálov a osobitných faktorov vplyvu je potrebný vlastný test a skúška vhodnosti. Pri tekutom kove 25 ml dvojitej striekačky nepoužívajte zmiešavaciu trubicu! Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia

	
položka č.: 97425	položka č.: 97355
25 ml bez zmiešavacej trubice	50 ml